

## FICHA TÉCNICA

# BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS- 100 PERSONAS



### Descripción Técnica

Los Botiquines STEELPRO es de fácil traslado configurados para realizar los primeros auxilios ante una emergencia médica, con procedimientos simples y productos esenciales recomendados por el ministerio de salud para el control de sangramiento, limpieza y cubrimiento de pequeñas heridas, llevado por una persona no titulada en medicina, antes de la intervención de los servicios de emergencia profesionales.

### Aplicaciones

- Industria
- Universidades
- Escuelas
- Gimnasio
- Talleres mecánicos
- Aserraderos
- Minería
- Laboratorios
- Oficinas
- Sector marítimo
- Centros de convenciones
- Petroleras

### Certificaciones

Gobierno de Australia Departamento de Salud ISO 13485:2003  
FDA (Administración De Alimentos y Medicamentos)  
SGS ISO 9001:2008  
SGS Directiva 93/42/CEE

### Empaque

Unidad / master (1 caja x 2 kits)

### Código

252351520019

### Contenido

- 100** Parche curita 1.9 x 7.2cm 100
  - 5** Venda triangular Material no tejido con 2 alfileres de gancho incluidos. 1 x 1 x 1.4M
  - 10** Gasa esterilizada 2piezas/paquetes. 10 x 10cm
  - 6** Gasa esterilizada 2piezas/paquetes. 7.5 x 7.5cm
  - 4** Gasa esterilizada 2piezas/paquetes. 5cm x 5cm.
  - 4** Tela adhesiva 1piezas/paquetes. 5cm x 7.5cm
  - 4** Parche ocular 1piezas/paquetes. cm x 7cm
  - 3** Rollo de gasa, 5cm 5cm x 4M
  - 2** Rollo de gasa, 7.5cm 7.5cm x 4M
  - 3** Venda elástica 7.5cm x 4M
  - 3** Aplicadores con punta de algodón, 20/paquete 6.3cm
  - 4** Apósitos para heridas traumáticas 1piezas/paquetes. 12.8 x 23cm
  - 1** Venda de compresión para heridas 1piezas/paquetes. Medium
  - 1** Cinta adhesiva 2.5cm x 5M
  - 3** Cinta adhesiva 1.25cm x 5M
  - 20** Paños con alcohol etílico 3cm x 5.5cm
  - 6** Paños antisépticos 13cm x 20cm
  - 1** Tijeras 14.5 cm
  - 2** Pinzas plásticas 12cm
  - 5** Pequeño bisturí para extracción de astillas 3.7cm
  - 6** Guantes de procedimiento, par Large
  - 1** Mascarilla de protección o tapaboca para RCP -
  - 1** Guía de primeros auxilios
  - 1** Bolsa de compresa de hielo. 10 x 12.8cm
- Ubique la bolsa de líquido interna. Apriétela firmemente para romperla.
- Agite para mezclar el contenido.
- Aplique en la zona lesionada. 10 x 12.8cm
- 1** Mantas de supervivencia 1.4M x 2.1M

## FICHA TÉCNICA

### BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS- 100 PERSONAS

#### Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo [contacto@steelprosafety.com](mailto:contacto@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

#### Advertencias

Leer instrucciones o GUIA DE PRIMEROS AUXILIOS que está dentro del kit antes de su uso.

Este producto no garantiza la protección ilimitada.

#### Recomendaciones generales

La ubicación del botiquín debe cumplir con las condiciones básicas de aseo, es un área limpia y seca, libre de polvo, gérmenes y vectores así como en su interior.

- Se recomienda ubicar en un lugar de fácil acceso y visible.
- Llevar seguimiento de productos consumidos para reposición y contenido completo.

